



Be Right™



Pipeta sérologická, sterilní, polystyren, 10 mL, oranžová, 200 ks/bal.

Kat. číslo produktu:	2092668
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

Sterilní plastová pipeta na jedno použití Baleno jednotlivě Barevné rozlišení Kalibrována „na vylití“ (To Deliver). Vyhovuje normě ASTM E934

Technické údaje

Kapacita:	10 mL
Negative Graduations:	3.0 mL
Obsah balení:	200 /1 balení
Stupnice:	0.10 mL