



Pipeta, sérologická, sterilní, sklo, 5 mL, 25 ks/bal.

Kat. číslo produktu:	2093127
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

Sterilní skleněná pipeta s modrou stupnicí. Kalibrována „na vylití“ (To Deliver). Vyhovuje požadavkům normy ASTM E438, třídy B a je navržena podle specifikace ASTM E714.

Technické údaje

Kapacita:	5 mL.
Obsah balení:	25 /1 balení
Stupnice:	0.1 mL