



Test kit, nitrite, nitrogen, model NI-15

Kat. číslo produktu:

2182000

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method.

Technické údaje

Metoda:	Color disc/Diazotization
Parameter:	Nitrite
Parametr:	Nitrogen, Nitrite, low range - As NO_2^- -N
Platforma:	Barevný disk
Počet testů:	100
Přístroj:	NI-11
Rozsah měření:	Single Range
Smallest increment:	0.01
Standardní rozsah měření:	0 - 0.40 mg/L NO_2^- -N
Styl kufříku:	D
Typ testovací soupravy:	NI-15