



## Reagencie, CuVer 2, měď, 100 g

Kat. číslo produktu:

2188226

Nebezpečné

**ZASTARALÁ POLOŽKA**

Tato položka již není dostupná.



Pro stanovení mědi metodou s bicinchoninátem, v přítomnosti vysokých koncentrací hliníku, vápníku a železa. Mohou být použity kalibrace pro CuVer 1. Velké balení prášku. 100 g, láhev

---

### Technické údaje

Metoda: Bicinchoninát

Platforma: Jar