



Pipetové špičky, pipeta Tensette 1970010, 1,0-10,0 mL, nesterilní, 250 ks/balení

Kat. číslo produktu:	2199725
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů	

Přesné a ekonomické pipetování s pipetami TenSette od společnosti Hach. Jednokanálové pipety s výtlačkem vzduchu se dodávají ve dvou modelech: objem 0,1-1,0 mL (přírůstky po 0,1 mL) nebo 1,0-10,0 mL (přírůstky po 1,0 mL). Výběr objemu jednoduchým otočením kroužku.

Technické údaje

Obsah balení:	250 /1 balení
---------------	---------------