



Testovací souprava, acidita, model AC-6

Kat. číslo produktu:

222301

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Acidita je obvykle způsobena přítomností minerálních kyselin, solí silných kyselin nebo volného oxidu uhličitého. V povrchových nebo podzemních vodách mohou aciditu vytvářet přírodní látky nebo průmyslové znečištění. Nadměrná množství způsobují korozi a mohou mít nepříznivý vliv na ryby. Tato souprava, která využívá kapkovou titraci, nyní udává výsledky v mg/L s převodním koeficientem na gpg.

Používá kapkovou titraci – jednoduchá, úsporná titrační metoda

Sada v odolném přenosném kufříku obsahuje všechny potřebné reagenty a přístroje pro provedení analýzy v terénu

Technické údaje

Hmotnost:	0,23 kg
Metoda:	Kapková titrace/ hydroxid sodný
Nejmenší dílky přírůstku:	20
Parametr:	Acidita - methyloaranž (MO) a fenolftalein
Platforma:	Drop Count Titration
Počet testů:	100
Přepravní hmotnost:	1
Rozsah měření:	5 - 100 mg/L & 20 - 400 mg/L
Smallest increment:	5
Styl kufříku:	B
Typ testovací soupravy:	AC-6
Vysvětlivka:	*mg/L pokud není uvedeno jinak; ppb = µg/L; ppm = mg/L.; gpg = zrna na galon; 1 gpg = 17,1 mg/L nebo 17,1 ppm.