



Sada pro stanovení chromu, model CH-14

Kat. číslo produktu:

222702

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Chrom se široce používá jako inhibitor koroze v chladicích věžích a chladicích systémech motorů a rovněž při povrchových úpravách, při vydělávání kůže a v dalších oborech. Nejčastěji používaná forma, šestimocný chrom, je velmi toxická a pro vypouštění této látky jsou stanoveny přísné limity. Tato souprava obsahuje 100 testů využívajících metodu kapkové titrace ke stanovení chromu (vysoký rozsah).

Používá kapkovou titraci – jednoduchá, úsporná titrační metoda

Sada v odolném přenosném kufříku obsahuje všechny potřebné reagentie a přístroje pro provedení analýzy v terénu

Technické údaje

Metoda:	Kapková titrace/ thiosíran
Parametr:	Chrom, vysoký rozsah – jako šestimocný chrom
Platforma:	Drop Count Titration
Počet testů:	100
Přepravní hmotnost:	2
Rozsah měření:	5 - 100 mg/L & 50 - 1000 mg/L Cr ⁶⁺
Smallest increment:	5 50
Styl kufříku:	D
Typ testovací soupravy:	CH-14