



Sáček, sterilní, WhirlPak, 207 mL, 25 ks/balení

Kat. číslo produktu:	2233125
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

Odpovídá standardním metodám a požadavkům organizace USEPA pro odběr vzorků pitné vody. Vyrobeno z polyesterových pryskyřic schválených úřady USDA a FDA pro styk s potravinami. Sterilní (certifikované) jednorázové průhledné polyethylenové sáčky s bezpečným uzávěrem „Whirl-pak“. Vhodné pro odběr kapalných nebo pevných vzorků. Na povrch lze psát voděodolným inkoustem. Sáček objemu 24 uncí, ideální pro inkubaci Petriho misek ve vodní lázni.

Technické údaje

Kapacita:	207 mL
Obsah balení:	25