



## Souprava reagensií a přístrojů, voda v oleji

Kat. číslo produktu:

2237300

Nebezpečné

**ZASTARALÁ POLOŽKA**

Tato položka již není dostupná.



Sada model WO-1

Sada model WO-1 poskytuje důležité údaje pro stanovení kvality oleje, provoz olejového vedení a údržbu naftového motoru. Sada se osvědčila zejména na lodích. Reagencie je balena ve vialkách s jednotkovou dávkou a díly, které jsou v kontaktu se vzorkem, jsou jednorázové, takže čištění je eliminováno.

**Měří nízké hladiny vody v oleji**

**Poskytuje důležité údaje pro stanovení kvality oleje, provozu olejového vedení a údržbu naftového motoru**

**Reagencie je balena ve vialkách s jednotkovou dávkou a díly, které jsou v kontaktu se vzorkem, jsou jednorázové, takže čištění je eliminováno**

---

### Technické údaje

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Metoda:                 | Vytlačený objem/<br>Hybrid vápenatý |
| Parametr:               | Voda v oleji – v %                  |
| Počet testů:            | 25                                  |
| Přepravní hmotnost:     | 3,5                                 |
| Rozsah měření:          | 0,05-1 %                            |
| Rozsah měření (2):      | 0-10 %                              |
| Smallest increment:     | 0,05 %<br>0,20 %                    |
| Styl kufříku:           | no case                             |
| Typ testovací soupravy: | WO-1                                |