



Testovací souprava, dusík, model NI-8

Kat. číslo produktu:

224100

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

Nebezpečné



Diskový komparátor v této sadě je určen ke stanovení amoniaku ve sladké vodě a přináší nízkonákladové, rychlé a spolehlivé výsledky s pomocí snadno přenosné sady.

Jedna z nejoblíbenějších testovacích souprav společnosti Hach

Jednoduchá a cenově výhodná metoda s diskovým komparátorem je nejpřesnější metodou vizuální testovací soupravy

Dosáhnete rychlých výsledků díky snadno přenosné testovací soupravě.

Technické údaje

Metoda:	Diskový komparátor/Nesslerova metoda
Parametr:	Dusík, amoniakální, střední rozsah – pro sladkou vodu
Platforma:	Barevný disk
Počet testů:	100
Přepravní hmotnost:	1
Rozsah měření:	0-3,0 mg/L NH ₃ -N
Smallest increment:	0,1
Styl kufříku:	B
Typ testovací soupravy:	NI-8