



## Sada pro stanovení chloru (celkového), model CN-65

**Kat. číslo produktu:**

**225401**

**Nebezpečné**

**CZK Cena bez DPH:**

**Kontaktujte nás**

**Datum odeslání neuvedeno**



Chlor je nejčastěji používaný dezinfekční prostředek pro pitnou vodu a je rovněž důležitý pro dezinfekci bazénů, vod chladicích věží, průmyslového vybavení a v čištění komunálních odpadních vod. Měření a kontrola jsou nezbytné z bezpečnostních i ekonomických důvodů.

**Používá kapkovou titraci – jednoduchá, úsporná titrační metoda**

**Sada v odolném přenosném kufříku obsahuje všechny potřebné reagenty a přístroje pro provedení analýzy v terénu**

---

### Technické údaje

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Metoda:                   | Kapková titrace/<br>thiosíran                                 |
| Nejmenší dílky přírůstku: | 1                                                             |
| Parametr:                 | Chlor, střední a vysoký rozsah – jako celkový Cl <sub>2</sub> |
| Platforma:                | Drop Count Titration                                          |
| Počet testů:              | 100                                                           |
| Přepravní hmotnost:       | 2                                                             |
| Rozsah měření:            | 0,2 - 4,0 mg/L & 1 - 20 mg/L                                  |
| Smallest increment:       | 0,2                                                           |
|                           | 1                                                             |
| Styl kufříku:             | D                                                             |
| Typ testovací soupravy:   | CN-65                                                         |