



Sada reagensií, oxid křemičitý, nízký rozsah, 25 mL

Kat. číslo produktu:

2256900

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Pro stanovení nízkého rozsahu oxidu křemičitého metodou s heteropolymerovou modří. Vzorek 25 mL. Přibližně 100 testů.

Technické údaje

Metoda:	Heteropolymerová modř
Počet testů:	100
Rozsah měření:	0.010 - 1.600 mg/L SiO_2 and 3 - 1,000 $\mu\text{g/L}$ SiO_2
Speciální funkce:	LR, 25 mL
Stojan na vzorek:	25 mL