



Standardní roztok, formaldehyd, 4 000 mg/L, bal./16 ks - ampule Voluette 10 mL

Kat. číslo produktu:

2257310

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Pro kontrolu správnosti a přesnosti při stanovení formaldehydu

Jednoduché kontroly správnosti

Standardy v ampulích Voluette a PourRite jsou určeny ke kontrole správnosti a přesnosti metodou standardního přídavku pro metody Hach a softwaru fotometru. Použijte pipetu TenSette k přidání přesného množství standardu a kontrolujte procento regenerace pro ověření výkonu analytického systému.

Minimalizace odpadů

Při každé kontrole přesnosti otevřete novou ampuli standardu. Každá ampule obsahuje dostatečné množství standardu pro jednu sadu přídavků standardu.

Spolehlivé výsledky

Zatavené ampule brání náhodné kontaminaci nebo odpařování standardních roztoků.

Technické údaje

Koncentrace:	4 000 mg/L
Obsah balení:	16
Platforma:	Roztok
Popis:	Formaldehyd, standardní roztok