



Náplň pro digitální titrátor, železný etylenediamonium sulfát, 0,00564 N

Kat. číslo produktu:

2292301

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Pro stanovení chloru titrací digitálním titrátořem, s použitím DPD reagencie, indikátoru pro volný nebo celkový chlor. Metoda Hach 8210.
Rozsah: Až do 3,00 mg/L Cl₂. 0,00564 N FEAS. Číslice x 0,01 = mg/L Cl₂ ve vzorku 25 mL.

Technické údaje

Metoda:	DPD-FEAS
Parametr:	Chlor, celkový obsah
Platforma:	Digital Titrator
Rozsah měření:	0 - 3,00 mg/L Cl ₂
Rozsah měření (2):	Chlor, celkový obsah
Titrační roztok:	0,00564 N FEAS