



Reagencie, polštářky s práškem, stříbro 1, bal./50 ks

Kat. číslo produktu:

2293566

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Reagencie pro stanovení stříbra kolorimetrickou metodou pomocí indikátoru Cadion 2B. Metoda Hach 8120. Rozsah: 0,02 - 0,70 mg/L Ag. Velikost vzorku: 50 mL. Balení po 50 polštářcích. Také k dispozici v sadě reagentů 2296600.

Technické údaje

Metoda:	Kolorimetrická
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	50