



Test kit, iron color disc, model IR-21

Kat. číslo produktu:

2299300

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Iron color disc/TPTZ low range test kit contains 100 tests.

Simple, fast, color disc method

Kit contains all required reagents and apparatus in a rugged carrying case for analysis in the field

Technické údaje

Metoda:	Color disc/TPTZ
Parameter:	Iron TPTZ
Parametr:	Iron, low range - As Fe**
Platforma:	Barevný disk
Počet testů:	100
Přístroj:	IR-21
Rozsah měření:	Dual Range
Rozsah měření (2):	0 - 1,2 mg/L Fe
Smallest increment:	0.01
	0.05
Standardní rozsah měření:	0 - 2.0 mg/L Fe; 0 - 1.2 mg/L Fe
Styl kufříku:	D
Typ:	S dvojitou stupnicí
Typ testovací soupravy:	IR-21