



Chlorid sodný standardní roztok, 18 000 µS/cm, 500 mL

Kat. číslo produktu: 2307449
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Conductivity standard solutions for laboratory and field analyses

Standard konduktivity. 18 000 µS/cm (10 246 mg/L NaCl). 500 mL.

Technické údaje

Koncentrace:	10246 mg/L ±100 mg/L as Sodium Chloride (NaCl)
Nastavení balení:	Bottle
Obsah balení:	500 mL
Parametr:	Conductivity
Platforma:	Roztok
Podmínky skladování:	10 - 25 °C (protect from light)
Popis:	Conductivity calibration solution
Vzorec:	NaCl