



Standardní roztok, chlorid sodný, 85,47 mg/L (180 µS/cm), 1 L

Kat. číslo produktu: 2307553
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Conductivity standard solutions for laboratory and field analyses

Pro standardizaci a kontroly přesnosti při měřeních konduktivity

Technické údaje

Koncentrace:	85.47 mg/L as Sodium Chloride (NaCl)
Nastavení balení:	Bottle
Obsah balení:	1000 mL
Parametr:	Conductivity
Platforma:	Roztok
Podmínky skladování:	10 - 25 °C (protect from light)
Popis:	Conductivity calibration solution
Vzorec:	NaCl
Zvláštní poznámky:	Observed shelf life after opening, following recommended storage and use: 3 months