



Be Right™



Živné médium A-1, dehydrované, 500 g

Kat. číslo produktu:

2309934

Nebezpečné

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.



Živné médium A-1, dehydrované Živné médium pro 24hodinovou metodu MPN pro fekální koliformní bakterie. Pro připravená média viz část Mikrobiologická analýza. Láhev/500 g.

Kompletní řešení pro analýzu vody určené k rekreaci

Společnost Hach nabízí širokou škálu médií a přístrojů, které splní všechny vaše požadavky na analýzu rekreačních vod.

Kompletní řešení pro analýzu odpadních vod

Společnost Hach připravila média a přístroje pro rychlou a snadnou analýzu odpadních a užitkových vod.

Kompletní řešení pro analýzu pitné vody

Ať už si zákazník vybere libovolnou metodu analýzy vzorků pitné vody, společnost Hach připravila média a přístroje pro

snadnou a rychlou analýzu.

Technické údaje

Media Type:	Živné médium A-1
Obsah balení:	500 g
Region:	Globální