



Filtr, AkroCap, velikost pórů 0,2 µm

Kat. číslo produktu:	2323810
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

Pro sterilizaci nebo čištění až tří litrů kultivačního média nebo jiných vodních roztoků. Ideální pro sterilizaci roztoků, které mají tendenci pěnit při filtrování pod vakuem. Do vstupu lze zapojit hadičky 6,4 mm (0,25") nebo většinu samčích spojek luer.

Technické údaje

Filter Type:	Filtr, AkroCap
Packing:	NA
Průměr:	NA
Velikost póru:	0,2 µm