



Fluoridy, standardní roztok, 100 mg/L, 500 mL

Kat. číslo produktu: 23249
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Standardní roztoky pro iontové selektivní elektrodu (ISE) pro laboratorní analýzy

ISE, standardní roztok. Fluoridy, 100 mg/L ± 2 mg/L F⁻ (NIST). Láhev 500 mL

Návaznost na standardní referenční materiály organizací NIST

Zásadní je naměřeným výsledkům důvěřovat. Kvalita používaných standardních roztoků je klíčová.

Navržené pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření s ISE je dobrá péče o iontové selektivní elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Koncentrace:	100 mg/L ± 2 mg/L F ⁻
Nastavení balení:	Láhev
Obsah balení:	500 mL
Parametr:	Fluoridy
Platforma:	Roztok
Podmínky skladování:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Fluoridy, standardní roztok
Zvláštní poznámky:	Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce