



Sada pro stanovení vazačů kyslíku, diskový komparátor, model OS-1, 100 stanovení

Kat. číslo produktu:

2349500

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Správná údržba a hospodárnost provozu moderních kotlů a chladicích věží vyžaduje pečlivou rovnováhu mezi parametry kvality vody a chemickými látkami pro úpravu vody. Tato sada obsahuje 100 stanovení s diskovým komparátorem.

Jednoduchá a rychlá metoda s diskovým komparátorem

Stanovuje běžné vazače kyslíku: DEHA, hydrochinon, ISA a MEKO

Sada v odolném přenosném kufříku obsahuje všechna potřebná činidla a přístroje pro provedení analýzy v terénu

Technické údaje

Metoda:	Diskový komparátor/Redukce železa
Parametr:	Vazač kyslíku - jako DEHA, hydrochinon, kyselina erythorbová a metylethylketoxim
Platforma:	Barevný disk
Počet testů:	50
Přepravní hmotnost:	4,5
Přístroj:	OS-1
Rozsah měření:	0 - 52 µg/L DEHA (a ostatní vazače kyslíku)
Rozsah měření (2):	0 - 1360 µg/L DEHA (a ostatní vazače kyslíku)
Rozsah měření (3):	0 - 300 µg/L DEHA (a ostatní vazače kyslíku)
Styl kufříku:	R
Typ testovací soupravy:	OS-1