



Chloridy, standardní roztok, 100 mg/L, 1 L

Kat. číslo produktu: 2370853
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Standardní roztoky pro iontově selektivní elektrodu (ISE) pro laboratorní analýzy

ISE, standardní roztok. Chloridy, 100 mg/L ± 1 mg/L Cl^- (NIST). 1 L, láhev

Návaznost na standardní referenční materiály organizací NIST

Zásadní je naměřeným výsledkům důvěřovat. Kvalita používaných standardních roztoků je klíčová.

Navržené pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření s ISE je dobrá péče o iontově selektivní elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Koncentrace:	100 mg/L ± 1 mg/L Cl^-
Nastavení balení:	Láhev
Obsah balení:	1 L
Parametr:	Chloridy
Platforma:	Roztok
Podmínky skladování:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Zvláštní poznámky:	Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce