



Standardní roztok, thiosulfát sodný, stabilizovaný, 0,0250 N, 1 L

Kat. číslo produktu: 2409353
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Thiosulfát sodný, stabilizovaný, standardní roztok, 0,0250 N. Rozsah: 1 - více než 10 mg/L. Láhev/1 L.

Pro stanovení rozpuštěného kyslíku Winklerovou titrací. Thiosulfát sodný, stabilizované složení

Technické údaje

Číslo metody:	8215
Koncentrace:	0,025 N
Metoda:	Winkler
Objem/Velikost balení:	1000 mL
Platforma:	Roztok
Počet testů:	Liší se
Popis:	Thiosulfát sodný, standardní roztok, 0,025 N
Rozsah měření:	1 - více než 10 mg/L