



Be Right™



Sada reaglií, měď, volná a celková

Kat. číslo produktu:

2439200

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

Nebezpečné



Pro stanovení volných a komplexních sloučenin (chelátových komplexů) mědi metodou s bicinchoninátém. Rozsah: až do 5,00 mg/L. Sada obsahuje: volná měď - reagentie, polštářky s práškem a dithioničitany - polštářky s práškem, pro 100 stanovení.

Technické údaje

Metoda:	Bicinchoninát
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Přístroj:	DR 6000, DR 3900, DR 1900, DR 900, PCII
Rozsah měření:	0,04 - 5,00 mg/L Cu