



Sada reagensií, molybden, nízký rozsah, 50 mL

Kat. číslo produktu:

2440200

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Pro stanovení nízkého rozsahu molybdenanu molybdenu metodou ternární sloučeniny (metoda Hach 8169). Rozsah: 0,02 - 3,00 mg/L jako Mo. Velikost vzorku: 50 mL. Sada obsahuje: Molybden 1 - reagentie, polštářky s práškem a molybden 2 - roztok reagentie, pro přibližně 100 testů.

Technické údaje

Číslo metody:	8169
Metoda:	Ternární sloučenina
Počet testů:	100
Přístroj:	DR 3000, DR 2000
Rozsah měření:	0,02 - 3,00 mg/L Mo
Stojan na vzorek:	50 mL