



Sada reagensií, železo (celkové), vysoký rozsah, digitální titrátor

Kat. číslo produktu:

2449300

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

Nebezpečné



Pro stanovení železa titrací digitálním titrátozem EDTA. Metoda Hach 8214. Rozsah: 100 - 1 000 mg/L jako Fe. Sada reagensií obsahuje: Citrátový pufr - polštářky s práškem, jodistan sodný - polštářky s práškem, kyselina sulfosalicylová - polštářky s práškem a EDTA - náplň pro digitální titrátor, 0,716 M. Přibližně 40 - 100 testů.

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metody s digitálním titrátozem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovanými titračními činidly k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	8214
Metoda:	Titrace TitraVer
Platforma:	Digital Titrator
Počet testů:	100
Rozsah měření:	100 - 1 000 mg/L Fe
Speciální funkce:	Iron (Total) Reagent set, Digital Titrator, HR