



Dusičnany, sada reagensií, nízký rozsah, vzorek 5 mL

Kat. číslo produktu:

2460800

Nebezpečné

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.



Pro stanovení dusičnanů metodou redukce kadmia. Velikost vzorku: 5 mL Pro soupravy pro vizuální testy. Sada reagensií zahrnuje: NitraVer 3 - polštářky s práškem, a NitraVer 6 - reagentie, polštářky s práškem, pro 100 testů.

Technické údaje

Metoda:	Redukce kadmia
Rozsah měření:	0.01 - 0.50 mg/L NO ₃ --N
Speciální funkce:	Nitrate Reagent set, LR, 5 mL