



Test kit, phenols, model PL-1

Kat. číslo produktu:

2483600

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

Nebezpečné



Utilizing the simple color disc method with a range of 0 - 4 mg/L, this kit contains 100 tests.

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Kit contains all required reagents and apparatus in a rugged carrying case for analysis in the field

Technické údaje

Metoda:	Color disc/ 4-aminoantipyrine
Parameter:	Phenols
Parametr:	Phenols
Platforma:	Barevný disk
Počet testů:	100
Přístroj:	PL-1
Rozsah měření:	0 - 4,0 mg/L
Smallest increment:	0.2 mg/L
Standardní rozsah měření:	0 - 4.0 mg/L
Styl kufříku:	D
Typ testovací soupravy:	PL-1