



Otvírače ampulí, ampule na média, pro ampule PourRite o objemu 2 mL

Kat. číslo produktu:	2484600
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů	

Navrženo pro prevenci kontaminace a urychlení stanovení. Kádinka odlomí hrot ampule.

Kompletní řešení pro analýzu vody určené k rekreaci

Společnost Hach nabízí širokou škálu médií a přístrojů, které splní všechny naše požadavky na analýzu rekreačních vod.

Kompletní řešení pro analýzu odpadních vod

Společnost Hach připravila média a přístroje pro rychlou a snadnou analýzu odpadních a užitkových vod.

Kompletní řešení pro analýzu pitné vody

Ať už si zákazník vybere libovolnou metodu analýzy vzorků pitné vody, společnost Hach připravila média a přístroje pro snadnou a rychlou analýzu.

Technické údaje

Obsah balení: 1