



Stojan na zkumavky, polyethylenový, 20 mm (vnější průměr), 20 otvorů

Kat. číslo produktu: 2497912
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Stojan s dvaceti pozicemi je vyroben ze speciální směsi polypropyleny, která se ve vodě ponoří, takže ponořené stojany neplavou. Sterilizovatelný v autoklávu. Stohovatelné a sterilizovatelné v autoklávu. Celkové rozměry: 24,6 x 10,7 x 6,4 cm (9,7 x 4,2 x 2,5"). Barva se může lišit.

Technické údaje

Obsah balení:	1 každá
Otvory testovací zkumavky:	20
Průměr:	20 mm
Uspořádání testovací zkumavky:	4 x 5