



Kondicionační roztok, ISENH3181, 500 mL

Kat. číslo produktu:	2541249
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů	

Používá se ke kondicionování roztoků mezi jednotlivými vzorky

Kondicionační roztok pro amoniakovou iontově selektivní elektrodu (ISENH3181), 500mL lahev se používá jako kondicionační roztok mezi vzorky.

Tento roztok se používá mezi analýzami vzorků. Pomáhá obnovit vnitřní pH a poskytuje rychlejší a přesnější naměřené hodnoty.

Upozornění: Tento roztok se **nesmí** používat ke skladování (přes noc nebo déle), více informací najdete v návodu k elektrodě ISENH3181.

Technické údaje

Formula:	$(\text{NH}_4)\text{HSO}_4$
Obsah balení:	500 mL
Platforma:	Roztok
Popis:	ISENH3181
Solution Type:	Uskladnění

Požadované příslušenství

- Amoniak, standardní roztok, 1 000 mg/L, 1 L (Item 2354153)