



Be Right™



Reagencie, prášek, kyselina askorbová, fosfor, 48 g

Kat. číslo produktu:	2651255
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

Pro stanovení reaktivního fosforu (fosforečnany) metodou Rapid Liquid s kyselinou askorbovou. Metoda Hach 10055. Používá se s kyselinou askorbovou, reagencie, ředící roztok (2599949) a molybdenanem, roztok reagencie (2599849). 48 g, láhev.

Technické údaje

Metoda:	Kyselina askorbová
Platforma:	Jar
Počet testů:	250
Popis:	Kyselina askorbová, reagencie, prášek