



Thiosulfát sodný (stabilizovaný), náplň pro digitální titrátor, 2,26 N

Kat. číslo produktu: 2686901

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů

Pro stanovení chlornanů (bělicí roztok) titrací digitálním titrátorem. Metoda Hach 10100. Rozsah: 5 - 15 % Cl_2 (50 - 150 g/L Cl_2). Thiosulfát sodný, stabilizované složení. 2,26 N Číslice $\times 0,5 = \text{g/L Cl}_2$ ve vzorku 0,2 mL

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metody s digitálním titrátorem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Metoda:	Jodometrická metoda
Parametr:	Chlornany
Platforma:	Digital Titrator
Počet testů:	40 - 100
Rozsah měření:	50 - 150 g/L Cl_2
Titrační roztok:	2,26 N $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$