



SpecCheck sada sekundárních gelových standardů, fluoridy, 0 - 2,0 mg/L F

Kat. číslo produktu: 2712500
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Gelové standardy připravené k použití pro ověření přístrojů v laboratoři a v terénu.

Souprava obsahuje čtyři kyvety naplněné gely, které simulují barvu testu při různých koncentracích.

Technické údaje

Koncentrace:	0 - 2,00 mg/L F
Metoda:	SPADNS
Přístroj:	Vše s výjimkou řady DR/3000, DR900 a DR/800