



Test kit atrazine for pocket colorimeter II

Kat. číslo produktu: 2763500

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.

Technické údaje

Certifikáty:	European CE mark
Číslo metody:	10050
Délka dráhy kyvety na vzorek:	1 cm 25 mm
Detektor:	Silicon detector
Displej:	LCD, backlit
Hmotnost:	0.23 kg
Lamp Type:	Light Emitting Diode (LED)
Metoda:	Semiquantitative
	Colorimeter Immunoassay
Parametr:	Atrazine
Počet testů:	Až do 18
Přesnost vlnové délky:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Přístroj:	Kit includes PC II
Stupeň krytí:	IP67 (vyjma prostoru pro baterie)
Styl kufříku:	Q