



## APA6000 alkalita, standard 2, 500 mg/L, 1 L

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Kat. číslo produktu:     | 2826253         |
| CZK Cena bez DPH:        | Kontaktujte nás |
| Datum odeslání neuvedeno |                 |

Procesní analyzátor APA6000 alkalita používá pět reagensů, z nichž každá je dodávána v lahvi o objemu 1 L, která je navržena tak, aby poskytovala reagenzie po dobu 30 dnů kontinuálního provozu. APA alkalita, reagenzie 1 (2826153) je kyselý odměrný roztok, který reaguje se zásadou ve vzorku. APA alkalita, reagenzie 2 (2696653) je indikátor, který se používá ke stanovení koncových bodů titrace. APA alkalita, standardy 1 a 2 (6001100) se používají společně k provedení vícebodové kalibrace. Pátá reagenzie, APA alkalita, čisticí roztok (2697053), čistí systém během funkce Prime a Instrument Clean.

---

### Technické údaje

|                      |                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koncentrace:         | 500 mg/L                                                                                          |
| Parametr:            | Alkalita                                                                                          |
| Podmínky skladování: | Udržujte nádoby těsně uzavřené na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chraňte před vlhkostí. |
| Přístroj:            | APA6000, EZ4004                                                                                   |