



Standard pro kontrolu kvality, tvrdost, vysoký rozsah, 500 mL

Kat. číslo produktu:

2833349

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Připraven k použití - není nutné ředění. Směsný standard obsahuje: celková tvrdost: 1 000 mg/L jako CaCO₃, tvrdost (Ca): 500 mg/L jako CaCO₃. 500 mL, láhev

Technické údaje

Koncentrace:

Celková tvrdost, 1 000 mg/L CaCO₃

Platforma:

Roztok

Popis:

Tvrdost, vysoký rozsah, směsný standard pro kontrolu kvality