



Be Right™



Plnicí roztok, referenční, 3M KCl s AgCl, 28 mL

Kat. číslo produktu:	2841700
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Plnicí roztok pro referenční element elektrody, chlorid draselný (KCl) saturovaný AgCl, 3 M, láhev 28 mL

Technické údaje

Formula:	KCl 3M sat. AgCl
Obsah balení:	28 mL
Platforma:	Roztok
Popis:	MTC301, PHC301, 5012T
Solution Type:	Náhradní