



Nosný zásobník Hach

Kat. číslo produktu:	2938300
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

Parou autoklávovatelný polypropylenový lisovaný zásobník, má zabudovanou rukojeť pro snadné přenášení činidel nebo laboratorního nádobí jednou rukou.

Technické údaje

Délka:	378 mm
Hloubka:	4.5 Inches
Obsah balení:	1 každá
Product size:	378 x 239 x 114 mm (14,9 x 9,4 x 4,5")