



Sada spotřebního materiálu Xenosep pro testování metodou EPA 1664A

Kat. číslo produktu:	2943800
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů	

Objednejte sadu spotřebního materiálu Xenosep, abyste mohli snadno a rychle vyměnit nejpoužívanější součásti.

Sada spotřebního materiálu obsahuje: 24 filtrů Xenosep SPE, průměr 47 mm, 24 přenosových pipet, kapacita 15 mL na pipetu, 24 inline kolon se síranem sodným, 10 g na kolonu.

Technické údaje

Obsah balení:	1 každá
---------------	---------