



Mikropipeta s pevným objemem, 5 μ L

Kat. číslo produktu:	2946001
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

Mikropipeta je vybavena dvoustupňovým pístovým dávkovačem, který zajišťuje vysokou přesnost a preciznost pipetovacích technik a usnadňuje dávkování poslední kapky. Na unikátní kužel na špičce lze připevnit mikro i ultra mikro pipetovací špičky. Každá mikropipeta je plně autoklávovatelná a barevně označená pro snadnou identifikaci. Obsahuje jednu pipetovací špičku. Další pipetovací špičky se prodávají samostatně.

Technické údaje

Kapacita:	5 μ L
Obsah balení:	1 každá
Přesnost:	1,5 %