




Be Right™



Plnicí roztok, referenční, 2,44M KCl, 59 mL

Kat. číslo produktu:

2965026

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů

Plnicí roztok pro referenční element elektrody, chlorid draselný (KCl), 2,44 M, láhev 59 mL a dávkovací uzávěr

Technické údaje

Formula:	KCl 2,44M
Obsah balení:	59 mL
Platforma:	Roztok
Popis:	PHC281
Solution Type:	Náhradní