



Standardní roztok konduktivity, 10 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, NaCl; 50 mL

Kat. číslo produktu: 2972226
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Standardní roztoky konduktivity pro laboratorní a terénní analýzu

Standardní roztok konduktivity, 10000 $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 100 \mu\text{S}/\text{cm}$ při 25°C, 5,556 g/L $\pm 0,03$ g/L NaCl (1 $\mu\text{S}/\text{cm} \sim 0,5$ mg/L TDS), láhev s nálevkou 50 mL.

Návaznost na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Zcela klíčová je kvalita standardních roztoků.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření konduktivity je dobrá péče o vodivostní celu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Koncentrace:	10 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ při 25°C $\pm 100 \mu\text{S}/\text{cm}$ při 25°C
Nastavení balení:	Láhev
Návaznost na NIST:	Ano
Obsah balení:	50 mL
Parametr:	Konduktivita
Platforma:	Roztok
Podmínky skladování:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Kalibrační roztok konduktivity
Vzorec:	NaCl
Zvláštní poznámky:	Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce