



Standardní roztok konduktivity, 12 890 µS/cm, KCl; 50 mL

Kat. číslo produktu: 2974426
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Standardní roztoky konduktivity pro laboratorní a terénní analýzu

Standardní roztok konduktivity. 12 890 µS/cm ±10 % při 25 °C, 7 455 mg/L ±10 % jako chlorid draselný (KCl) (0,1 M). Láhev s nálevkou, 50 mL.

Návaznost na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Zcela klíčová je kvalita standardních roztoků.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření konduktivity je dobrá péče o vodivostní celu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Koncentrace:	12 890 µS/cm při 25 °C ±10 % při 25 °C
Nastavení balení:	Láhev
Návaznost na NIST:	Ano
Obsah balení:	50 mL
Parametr:	Konduktivita
Platforma:	Roztok
Podmínky skladování:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Kalibrační roztok konduktivity
Vzorec:	KCl
Zvláštní poznámky:	Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce