



Cylinder, graduated, 10 mL +- 0.1 mL, 0.2 mL divisions (white markings)

Kat. číslo produktu: 50838
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Calibrated "to deliver" glass cylinder. Single metric scale in durable white markings. Bumper guards included for all sizes ≥ 25 mL.

Technické údaje

Certifikace:	Class B
Kapacita:	10 mL
Materiál skříně:	Glass
Metoda měření:	To Deliver
Obsah balení:	1 each
Typ:	S jednou stupnicí
Výška:	135 mm