



Cylinder, graduated, 50 mL +/- 0.4 mL, 1.0 mL divisions (white markings)

Kat. číslo produktu: 50841

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů

Calibrated "to deliver" glass cylinder. Single metric scale in durable white markings. Bumper guards included for all sizes ≥ 25 mL.

Technické údaje

Certifikace:	Class B
Kapacita:	50 mL
Materiál skříně:	Glass
Metoda měření:	To Contain
Obsah balení:	1 each
Typ:	S jednou stupnicí
Výška:	190 mm