



Be Right™



Flask, filtering, 1000 mL

Kat. číslo produktu:	54653
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů	

Glass filtering flask with side-arm at 90° angle. Heavy-walled with graduated capacity scale. Designed to ASTM E1406, Type II, Class I requirements. Hose connection accepts 5/16" I.D. flexible tubing.

Technické údaje

Jednotky:	1 each
Kapacita:	1000 mL
Materiál skříně:	Glass