



Be Right™



Láhev, promývací, polyethylen, 1000 mL

Kat. číslo produktu:

62016

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů

Láhev z nízkohustotního polyethylenu se šroubovacím uzávěrem z polypropylenu je opatřena trubičkou lisovanou do láhve, aby se eliminovala možnost úniku. Celý obsah lze dávkovat bez překlápění nebo třepání.

Technické údaje

Barva:	Čirá
Jednotka:	1 each
Kapacita:	1000 mL
Materiál:	LDPE
Obsah balení:	1 each
Stem:	Transparent Cap/Stem