



Kartáč, byreta, 25 mL

Kat. číslo produktu:	68500
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů	

Ideální tvar pro rychlé a důkladné čištění byret a dalších podobně tvarovaných nádob. Nebělené bílé nylonové štětiny jsou zpevněny krouceným pozinkovaným ocelovým drátem. Délka kartáčkové části je 8 cm (3,1"). Vějířovitý hrot. Průměr 1,3 cm (0,5"), délka 76 cm (30")

Technické údaje

Obsah balení:	1 každá
---------------	---------